

Łaźnie wodne jednorzędowe serii W

Producent: Laboplay



Łaźnie serii WB są wyodrębnioną grupą łaźni serii standard o usytuowaniu otworów w łaźni w jednym rzędzie, co pozwala na łatwiejszy dostęp do poszczególnych otworów w łaźni. Zainstalowane standardowo pokrętki rurki statywowe w tylnej części obudowy łaźni umożliwiają montaż np. chłodnicy z kolbką bezpośrednio nad wybranym otworem pokryw łaźni.

- prosty w obsłudze panel sterowania z czterocyfrowym wyświetlaczem LED.
- zadanie i odczyt temperatury z rozdzielczością 0,1 °C.
- zakres od temp. otoczenia do 105 °C.
- utrzymanie temperatury w łaźni z dokładnością lepszą niż 0,6 °C.
- wersje 3 i 4-miejscowe.
- głębokości komór roboczych 100 i 150 mm.

MODELE:

Model	W310B	W315B	W410B	W415B
Wymiary wanny mm.	505 x 138 x 100	505 x 138 x 150	505 x 138 x 100	505 x 138 x 150
Wymiary zewnętrzne mm.	533 x 168 x 165	533 x 168 x 210	533 x 168 x 165	533 x 168 x 210
Napięcie zasilania (V)	230 VAC			
Pojemność całkowita (l)	6	9,2	6	9,2
Pobór mocy (W)	500	800	500	800
Liczba stanowisk	3 x 110 mm	3 x 110 mm	3 x 90 mm	3 x 90 mm
Zakres pracy w st. C	Od + 5 st. C powyżej temperatury otoczenia -105,0 st. C			
Stabilizacja temperatury	± 0,6 st. C			
Rozdzielczość	0,1 st. C			
Wyświetlacz	4 cyfry LED			

Wypożyczenie standardowe:

- nierdzewna pokrywa z otworami fi 110 w łaźniach 3-miejscowych i fi 90 przy łaźniach 4-miejscowych
- rurki statywów przy każdym otworze montowane na tylnej ścianie obudowy
- zestawy krążków redukcyjnych
- przewód zasilający
- perforowana nierdzewna półka na grzałkę