



Wirówka laboratoryjna ROTO SILENTA 630 RS
Producent: Andreas Hettich GmbH & o. KG

Idealna wirówka z chłodzeniem do odwirowywania dużych pojemności max 6 x 2 000 ml.

- przyspieszenie 6,520 xg przy max obrotach 4,500 RPM
- obroty wprowadzane w odstępach co 10 RPM, a RCF co 1
- duża pojemność 6 x 2000 ml
- możliwość regulacji krzywych rozpędzania i hamowania
- pamięcią 89 programów
- wszystkie parametry wirowania są w sposób przejrzysty pokazywane na wyświetlaczu
- proste wprowadzanie danych za pomocą pokrętła (wodoszczelnej klawiatura)
- wyłączenie wirówki w przypadku nie zrównoważenia rotora
- automatyczne rozpoznanie rotora
- panel sterowania zamykany na klucz - ochrona przed dostępem osób niepowołanych
- zabezpieczenie przed spadnięciem pokrywy
- zabezpieczenie przed przegrzaniem komory i silnika

Parametry	ROTO SILENTA 630 RS
Max. objętość cieczy l	6 x 2000 ml
Zasilanie	400 V
Max RPM	4,500
Max RCF	6,520
Czas nastawny	1 sek do 999 min:59 s ; tryb pracy ciągłej
Wymiary W/S/G w mm	973/813/1015
Waga w kg	Ok 355 kg
Zakres temperatury	-20 do + 40 C
Regulacja obrotów	Za pomocą pokrętła

wszystkie dostępne opcje wyposażenia przedstawione są w prospekcie ROTO SILENTA 630 RS

Wirówka **ROTOSILENTA 630 RS** posiada certyfikat zgodności z Dyrektywą Medyczną Unii Europejskiej **98/79/EC** (IVD), certyfikat CE

Dodatkowe zalety

- silnik bezszczotkowy
- automatyczne zamykanie pokrywy
- duży wzornik w pokrywie w celu optycznej kontroli prędkości obrotów

KONTAKT:

MERAZET S.A.
 ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
 e-mail: laboratorium@merazet.pl