

Komory klimatyczne

Producent: TESTING



Komora klimatyczna przeznaczona do dojrzewania próbek zapraw cementowych w formach trójdzielnych zgodnie z EN 196,

- Zakres temperatur +20 °C +/- 1°C:
- Zakres wilgotności >90%
- Elektroniczne regulacja
- Wykonane ze stali nierdzewnej.

Numer katalogowy	Wymiary [B x T x H]	Specyfikacja
1.0321	1400 x 750 x 1600 mm	Komora przeznaczona dla 24 potrójnych form z 6 wysuwanymi półkami
1.0321.01	1400 x 750 x 1700 mm	Komora przeznaczona dla 32 potrójnych form z 8 wysuwanymi półkami
1.0321.02	1400 x 750 x 1900 mm	Komora przeznaczona dla 48 potrójnych form z 12 wysuwanymi półkami
1.0321.03	1600 x 800 x 900 mm	Komora klimatyczna - stół roboczy dla 12 potrójnych form, 1 szafka z 3 wysuwanymi półkami.
1.0321.04	2220 x 800 x 900 mm	Komora klimatyczna - stół roboczy dla 24 potrójnych form, 2 szafki z 3 wysuwanymi półkami.
1.0321.05	2650 x 800 x 900 mm	Komora klimatyczna - stół roboczy dla 36 potrójnych form, 3 szafki z 3 wysuwanymi półkami.
1.0323	1370 x 540 x 1490 mm	Szafa o dużej pojemności wykonana z aluminium i płyt pleksi wyposażona w grzałkę, bez urządzeń chłodzących. Wilgotność utrzymywana jest przez aktywne zraszanie wodą przy pomocy sprężonego powietrza.
1.0323.01	-	Kompresor powietrza Pojemność zbiornika 50 litrów, 240l/min
1.0323.02	550 x 500 x 880 mm	Chłodnica wodna Waga 55kg
1.0327	580 x 400 x 500 mm	Szafka wilgotnościowa na 4 potrójne formy Wyposażona w grzałkę, bez urządzeń chłodzących. Waga ok. 21kg
1.0330	660 x 700 x 1900 mm	Szafa wilgotnościowa na 10 potrójnych form. Elektroniczna kontrola wilgotności i temperatury. Waga około 90kg