

Mikroskopy biologiczne serii B1 Elite

Producent: MOTIC



Mikroskop B1 przeznaczony jest przede wszystkim do prac edukacyjnych, ekologicznych oraz rutynowych laboratoryjnych.

- optyka semi-plan
- współosiowe śruby mikro- i mikrometryczna z regulacją oporu
- czterogniazdowy, prosty rewolwer
- oświetlenie LED 3W
- bezzębatkowy stolik mechaniczny
- solidny wytrzymały statyw
- wersje trinokularowe głowicy optycznej do montażu systemu wizualizacji (np. rodziny MOTICAM)

Dane techniczne:

Model	B1-211E-SP	B1-220E-SP	B1-223E-SP
Zdjęcie			
Głowica	monokular nachylenie 45° obrót 360°	binokular nachylenie 45° obrót 360°	trinokular nachylenie 30° obrót 360° (100:0/20:80)
Okulary	WF10X/18mm, regulacja rozstawu okularów 55-75mm		
Rewolwer	czterogniazdowy , prosty		
Klasa obiektywów	Achromatyczne, semi-plan		
Obiektywy	SP 4X/0.10 (WD 17.9mm), 10X/0.25 (WD 5.3mm), 40X/0.65/S (WD 0.61mm), 100X/1.25/S (WD 0.165mm)		
Mechanizm ostrości	współosiowy mikro/makro z regulacją oporu		
Dokładność mikro	2 µm		
Stolik	bezzębatkowy, krzyżowy z regulacją i uchwytem preparatu		
Wymiary stolika	140 x 135 mm		
Przesuw stolika	76 x 40 mm		
Kondensor	Abbego 1.25 N.A. z przysłoną irysową i regulacją wysokości		
Oświetlanie	LED 3W, płynna regulacja natężenia		
Napięcie zasilania	100-240V (CE)		
Wymiary	245 x 190 x 380 mm		
Waga	6,8 kg		
W zestawie	olejek immersyjny, pokrowiec z tworzywa		

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: laboratorium@merazet.pl